

# VenoTrain® *delight* Måttbeställningsblankett standard



Patientens namn: \_\_\_\_\_

Eget beställningsnummer: \_\_\_\_\_

Lev. märkning: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## Beställare och vårdgivare

Beställare: \_\_\_\_\_

Namn: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Postadress: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

skickas till beställaren

skickas till mottagaren

## Leveransadress

Brukare eller mottagare: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Postadress: \_\_\_\_\_

Fakturaadress: \_\_\_\_\_

## Utförande – endast i ccl 2

AD Knästrumpa

Storlek

1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6

Modell   Short   Long

Short  
  Long

AD Knästrumpa med kant (silikonoppor 3 cm)

## Färg

### VenoTrain® *delight*


 Caramel

 Black

VenoTrain® *glider*, på- och avtagningshjälpmedel: \_\_\_\_\_ st

Antal par strumpor: \_\_\_\_\_

Övriga önskemål \_\_\_\_\_



Storleksystem													
Omfång i cm	storlek 1		storlek 2		storlek 3		storlek 4		storlek 5		storlek 6		
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
cD	28,0	34,0	30,0	37,0	32,0	39,0	34,0	41,0	36,0	43,0	38,0	46,0	
cC	29,0	35,0	31,0	38,0	33,0	40,0	35,0	42,0	37,0	44,0	39,0	47,0	
cB1	23,0	28,0	25,0	30,0	27,0	32,0	29,0	35,0	31,0	37,0	33,0	39,0	
cB	19,0	20,5	20,5	22,0	22,0	24,0	24,0	26,0	26,0	28,5	28,5	31,0	
cY	25,0	29,0	26,0	31,0	28,0	33,0	30,0	35,0	32,0	38,0	35,0	41,0	
cA	19,0	22,0	20,0	23,0	22,0	25,0	24,0	27,0	26,0	30,0	28,0	33,0	

Längd	min	max
short	35	39
long	40	40